




www.eurooclusion.it
info@eurooclusion.it




Pul[®] concept



CORSO TEORICO PUL[®]

Dott. Alessandro Orsini

**come trasformare una difficile classe II
in una semplice classe I , ma non solo...**



PUL 1, Classe II



PUL 2, Classe II



PUL 3, Classe III


In collaborazione con:



Info ed Iscrizioni: www.eurooclusion.it - info@eurooclusion.it



www.euroocclusion.it
info@euroocclusion.it



Abstract

L'ortopedia dento-maxillo-facciale deve curare innanzitutto la causa della malattia, della sindrome ortodontica, come in un qualsiasi trattamento medico.

Nei bambini, la causa di solito è da ricercare in un disturbo funzionale.

Il trattamento ortodontico dovrà avere l'obiettivo di curare le cause e i sintomi attraverso l'utilizzo di un dispositivo multi-azione per l'armonizzazione globale: ortopedica, funzionale e psicologica.

Il PUL (Propulsore Universale Light) è un dispositivo di propulsione mandibolare di nuova generazione che soddisfa a queste richieste, molto leggero e confortevole in grado per questo di ottenere la massima efficienza e la cooperazione.

Nato per la correzione delle Classi II, oggi grazie al PUL3 è anche in grado di prevenire e curare le classi III e con alcuni accorgimenti nella sua realizzazione essere utilizzato con successo nella terapia dei pazienti con problematiche ATM o nei pazienti russatori che soffrono di apnee notturne.

Il PUL consente di trasformare la classe II e la classe III in una semplice classe I, nel rispetto delle ATM.


In collaborazione con:



Info ed Iscrizioni: www.euroocclusion.it - info@euroocclusion.it



www.euroocclusion.it
info@euroocclusion.it



Pul[®] concept

Programma

- Il PUL (Propulsore Universale Light) un apparecchio multi-azione per un'armonizzazione globale 4D: ortopedica, miofunzionale, ortodontica e... psicologica
- PUL Concept: il concetto di libertà oclusale per il trattamento delle classi II in tutte le tipologie facciali (sia dolicofacciale che brachifacciale)
- Come trasformare un caso di classe II difficile in una semplice classe I senza estrazioni attraverso il PUL
- PUL 1 e 2, caratteristiche e differenze dei due diversi tipi per ottimizzare il risultato nel trattamento delle classi II
- Presentazione di casi clinici
- Il PUL3 per la correzione delle terze classi
- Il PUL Fix: l'alternativa no-compliance
- La stabilizzazione post trattamento ed anti-ricidiva attraverso il PUL W o di contenzione
- Il PUL come soluzione antirussamento e anti-apnee del sonno e nel trattamento delle disfunzioni delle ATM
- Presentazione di casi clinici
- Perché il PUL piace agli ortodontisti che lo usano?
- Le chiavi di successo della terapia col PUL


In collaborazione con:



Info ed Iscrizioni: www.euroocclusion.it - info@euroocclusion.it



www.euroocclusion.it
info@euroocclusion.it



Dae® *concept*

Info



Data e orari: Sabato 15 Marzo 2025 - dalle ore 9.00 alle ore 17.30



Sede: Aula corsi BTL srl, Via Piave 27, 33100 Udine



Costo: €300,00+iva per iscrizioni entro il 15/12/2024
€350,00+iva per iscrizioni dopo il 15/12/2024



Iscrizioni su: www.euroocclusion.it o info@euroocclusion.it
Il corso verrà attivato al raggiungimento del numero minimo di partecipanti

In collaborazione con:

